

**1. INTRODUCCIÓN.**

Con este manual se pretende proporcionar al cliente las pautas de operación, mantenimiento e instrucciones en el uso del presente producto suministrado por el fabricante.


**SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES GENERALES.**

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN EL EQUIPO POR PARTE DEL USUARIO.

**2. CONTRAINDICACIONES.**

- No se podrá utilizar estas mascarillas cuando el paciente necesite tener las vías aéreas despejadas, ya sea para acceder para realizar algún procedimiento médico o por necesidad de respiración forzada.
- No se recomienda su uso en pacientes alérgicos a los materiales de fabricación de estas mascarillas como por ejemplo el polipropileno.
- Si el producto genera alguna irritabilidad, el usuario deberá retirar la mascarilla y acudir a su médico lo antes posible.
- Si se produce un enrojecimiento de la piel, el usuario deberá retirarse la mascarilla. En caso de que vuelva a ocurrir no utilice estas mascarillas y acuda a su médico lo antes posible.

**3. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO.**

- Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta.
- La mascarilla debe ajustarse correctamente, prestar especial atención a personas con vello facial. No utilice este producto si tiene barba u otro tipo de vello facial que pueda impedir el contacto entre el rostro y el borde de la mascarilla.

**4. USO PREVISTO.**

Se denomina máscara quirúrgica o mascarilla quirúrgica a un tipo de máscara autofiltrante o mascarilla que cubre parcialmente el rostro y es utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca del portador de la misma. Las mascarillas quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado.

**5. INSTRUCCIONES DE USO.**

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.



4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar las gomas a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos. Para el caso de las mascarillas con Lazo: anudar el par de lazos superiores en la zona posterior de la cabeza, a una altura superior a las orejas; anudar el par de lazos inferiores en la zona posterior de la cabeza, a una altura inferior a las orejas.



5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.



6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.



8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



**ADVERTENCIA:** EN CASO DE QUE NO SE CONSIGA UN AJUSTE COMPLETO SE DEBERÁ DESECHAR LA MASCARILLA YA QUE ES POSIBLE QUE TENGA ALGUNA DEFORMACIÓN.

**6. RETIRADA DE LA MASCARILLA.**

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico como se describe en el apartado 7 del presente manual.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

**7. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA.**

**ADVERTENCIA:** Una vez usada se debe desechar, porque no es reutilizable.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, ver figura a continuación). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrado de la bolsa exterior.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

**8. DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO.**

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.

Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con estas instrucciones de uso, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

